


3M Food Safety

**3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plate**



Once again,

**3M breaks  
the mold.**

Faster results  
in just 48 hours!

Rapid, labor-saving technology for product and environmental testing of Yeasts and Molds. Easier inoculation and interpretation. 48-hour incubation. Start breaking the mold today.

For more information and how to start your evaluation of this new product, visit [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)





**(FR)** Test 3M™ Petrifilm™ Rapide pour la numération des Levures et Moisissures

Technologie rapide facilitant le travail pour tester les levures et moisissures sur les produits et l'environnement.

Inoculation et interprétation simplifiées. 48 heures d'incubation. Profitez de ces avantages dès aujourd'hui.

Pour en savoir davantage sur la procédure à suivre pour commencer l'évaluation de ce nouveau produit, visitez [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(DE)** 3M™ Petrifilm™ Schnellnachweis Hefen und Schimmelpilze

Schnelle, arbeitssparende Technologie für Produkt- und Umgebungstests für Hefen und Schimmelpilze.

Einfachere Inokulation und Auswertung. 48-stündige Inkubation. Profitieren Sie schon heute von den außergewöhnlichen Vorteilen.

Für weitere Informationen sowie für Informationen darüber, wie Sie Ihre Bewertung für dieses neue Produkt durchführen, besuchen Sie unsere Website unter [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(IT)** Piastra 3M™ Petrifilm™ per il conteggio rapido di lieviti e muffe

Tecnologia rapida per l'analisi ambientale e produttiva di lieviti e muffe che consente di risparmiare lavoro.

Inoculazione e interpretazione più agevoli. Incubazione di 48 ore. Sperimenta oggi stesso questi straordinari vantaggi.

Per ulteriori dettagli e informazioni su come iniziare la valutazione di questo nuovo prodotto, visita il sito [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(ES)** Placa 3M™ Petrifilm™ Rápida para recuento de mohos y levaduras

Tecnología rápida que ahorra mano de obra para pruebas ambientales y del producto de mohos y levaduras.

Inoculación e interpretación más sencillas. Incubación de 48 horas. Disfrute de los extraordinarios beneficios hoy mismo.

Para obtener más información sobre cómo comenzar la evaluación de este nuevo producto, visite [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(NL)** 3M™ Petrifilm™ Gist & Schimmel Snelle Telplaat

Snelle, arbeidsbesparende technologie voor product- en milieu testen voor gist en schimmel.

Gemakkelijke inoculatie en interpretatie. Incubatie in 48 uur. Ontdek vandaag nog de uitzonderlijke voordelen.

Meer informatie en hoe u dit nieuwe product kunt testen, vindt u op [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(SV)** 3M™ Petrifilm™ Rapid jäst och mögel odlingsplatta

Snabb, arbetsbesparande teknologi för produkt- och miljötestning av jäst och mögel.

Enklare inokulation och tolkning. 48-timmars inkubationstid. Upplev de fantastiska fördelarna redan idag.

Besök [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM) för mer information och för att få reda på hur du påbörjar din utvärdering av denna nya produkt

**(FI)** 3M™ Petrifilm™ Nopea hiivojen ja homeiden kasvatusalusta

Nopea, työtä säästävä tekniikka hiivojen ja homeiden tuote- ja ympäristöttestaukseen.

Helpompi käyttää ja tulkitta. 48 tunnin inkubointiaika. Tutustu tuotteen erikoislaatuosiin etuihin jo tänään.

Lisätietoja tästä uudesta tuotteesta ja sen arvioinnista on osoitteessa [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM).

**(PT)** Placa 3M™ Petrifilm para Contagem Rápida de Bolores e Leveduras  
Tecnologia ágil, com economia de mão de obra, para teste de produtos e do ambiente, com referência a Bolores e Leveduras.

Inoculação e interpretação mais fáceis. Incubação de 48 horas. Experimente hoje mesmo os extraordinários benefícios.

Para obter mais informações e saber como iniciar sua avaliação deste novo produto, visite o site [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(EL)** 3M™ Petrifilm™ Πλακίδιο Ταχείας Καταμέτρησης Ζυμών και Μυκήτων

Τεχνολογία για τον έλεγχο προϊόντων και περιβαλλοντικών δειγμάτων για ζύμες και μύκητες που εξοικονομεί χρόνο και εργασία.

Ευκολότερος ενοφθαλμισμός και ερμηνεία. 48ωρη επώαση. Γνωρίστε τα εξαιρετικά οφέλη σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πώς να ξεκινήσετε την αξιολόγησή σας για αυτό το νέο προϊόν, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(JA)** 3M™ ペトリフィルム™ カビ・酵母迅速測定用プレート

製品中や環境中の酵母・カビ検査を迅速化かつ省力化。

培養や解釈もより簡単になり、48時間培養を実現しました。今すぐ新製品をご利用ください。

新製品の詳細や、製品の評価方法については、[www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)をご覧ください。

**(ZH)** 3M™ Petrifilm™ 快速霉菌酵母测试片

适用于霉菌酵母的产品和环境监测的快速而节省人工的技术。

更易接种和判读。48 小时培养。立刻体验非凡优势吧。

有关详细信息以及如何开始评估该新产品，请访问 [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(TH)** แผ่นเพาะเลี้ยง ยีสต์ อวเร็วจุรูป 3M™ Petrifilm™ สำหรับนับจำนวน

ยีสต์ และราแบบรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่ รวดเร็วและประหยัดแรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ การทดสอบ ยีสต์ และราในสภาพแวดล้อม

การอบเชื้อ และการแปลความหมายทำได้ ง่ายยิ่งขึ้น อบรมเชื้อ 48 ชั่วโมง เริ่มทันที

สิ่งที่ แตกต่างจากเดิมในรุ่นนี้ สำหรับชม อนุมัติ มีทีมและวิธีที่ ทำจะประเมินการใช้ ผลิตภัณฑ์ "ใหม่" โปรดไปยังเว็บไซต์ [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)

**(KO)** 3M™ Petrifilm™ Rapid 호모 및 곰팡이 측정용 플레이트  
호모 및 곰팡이의 제품 및 환경 테스트를 위한 신속하고도 노동 절약적인 기술.

간소화된 접종 및 판독. 48시간 배양. 곰팡이 균수 측정의 혁신이 시작됩니다.

이 새로운 제품에 대한 자세한 내용과 제품 평가를 시작하는 방법에 대해서는 [www.3M.com/foodsafety/RapidYM](http://www.3M.com/foodsafety/RapidYM)을 참고하십시오.